


## MIEŠAČKA MIKROPLATNIČIEK firmy STARLAB

Miešačka na mikrotitračné platničky je ideálna na miešanie a pretrepávanie obsahu štandardných mikroplatničiek. Táto miešačka môže miešať jednu alebo dve platničky v závislosti na použítom príslušenstve a môže tiež miešať skúmavky na špeciálnom adaptéri pre skúmavky. Plynulosť a variabilita nastavenia rýchlosti vibrácií je vynikajúca pre také aplikácie, ako napr. premiešavanie malých častíc (guličiek, tabliet a pod.). Jej malé rozmery šetria miesto na vašom stole. Dodávame ju s držiakom, kat.č. N2400-8041 (v cene prístroja).

### Vlastnosti :


- Kompaktný dizajn
- Jednoduché použitie
- Regulácia otáčok
- Široký výber príslušenstva
- Malé rozmery
- Nízka hmotnosť




N2400-6012




N2400-6013



N2400-8043



N2400-8041



N2400-8042

### TECHNICKÉ PARAMETRE

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Rozsah kmitov                     | 0 - 1500 rpm          |
| Prípustná pracovná teplota okolia | 4 – 40 °C             |
| Prípustná pracovná vlhkosť okolia | < 80 %                |
| Maximálne zaťaženie               | 0,5 kg                |
| Typ pohybu                        | orbitálny             |
| Priemer orbity                    | 4,5 mm                |
| Príkon                            | 20 W                  |
| Napájanie                         | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Hmotnosť                          | 3 kg                  |
| Rozmery termostatu (š x h x v)    | 150 x 260 x 80 mm     |

### MIEŠAČKA MIKROPLATNIČIEK

| Kat.číslo    | Názov                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| N2400-8040   | Microplate Mixer                                      |
| N2400-8041*  | Náhradný držiak pre jednu platničku                   |
| N2400-8042   | Držiak pre dve platničky                              |
| N2400-8043   | Adaptér pre použitie s N2400-6012 a N2400-6013        |
| N2400-6012** | Adaptér na skúmavky 18 x 1,5/2,0 ml do priemeru 10 mm |
| N2400-6013** | Adaptér na skúmavky 8 x 15 ml do priemeru 16 mm       |

\*Tento držiak je v balení dodávaný s prístrojom    \*\*použitie len v kombinácii s N2400-8043